

Heyday´s mp Refresh Brass - Langzeitdesinfektion von Mundstücken

Art. Nr.: 050406

Heyday´s mp Refresh Brass -
Langzeitdesinfektion von Mundstücken

9,90 €

1 Stc | 9,90 €/Stc

Lieferzeit 2-3 Tage



HEYDAY`S - mp refresh - brass

Wer hat nicht schonmal schnell das Instrument des Schülers genommen um zu demonstrieren, dass es doch nur am Üben liegt... oder Mundstücke von anderen ausprobiert...? Nicht selten wird man dafür am nächsten Tag mit einem Herpesbläschen an der Lippe bestraft. Schmierinfektionen über Mundstücke von Instrumenten sind ein einfacher und effektiver Weg zur Übertragung von Krankheiten - Herpes ist dabei ein eher harmloses, wenn auch unangenehmes Beispiel. Wir haben eine einfache Lösung entwickelt, die weit über bisherige Standards hinausgeht. Für alle, die es etwas hygienischer mögen und verantwortungsbewusst mit Ihrer Gesundheit und der anderer umgehen...

HEYDAY`S - mp refresh - brass ist die erste Langzeit - Desinfektion für Mundstücke von Blechblasinstrumenten und Traversflöten.

Der antimikrobielle und virus-inaktivierende Effekt hält im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionssprays oder Gassterilisation mindestens 7 Tage nach einmaliger Anwendung an.

HEYDAY`S - mp refresh - brass ist ideal für Schulen, Musikschulen, Kindergärten, Händler... bzw. für Instrumente, die von verschiedenen Musikern bespielt werden, z.B. Schülerinstrumente, Leihinstrumente, auf Messen, im Laden etc.

HEYDAY`S - mp refresh - brass ist auch für alle anderen alkoholbeständigen Oberflächen von Musikinstrumenten geeignet. Für Mundstücke aus Holz, Arundo Donax und andere nicht alkoholbeständige Oberflächen empfehlen wir HEYDAY`S - mp refresh - wood.

HEYDAY`S® - mp refresh - brass entfaltet eine breite mikrobiologische Wirkung innerhalb von 5 Min. gegen Bakterien und Pilze, sowie innerhalb 15 Min. gegen Mycobakterien z.B.: M. terra, M. tuberculosis und M. avium. HEYDAY`S® - mp refresh - brass hat eine viruzide Wirkung gegen z.B.: Hepatitis B, Hepatitis C, HIV, Influenza, Herpes, BVDV, Vaccinia innerhalb von 30 Sek. (gemäß DVV 1Ebegrenzt viruzid"). Die Wirksamkeit wurde in Anlehnung an den international anerkannten ASTM E 2180 Test geprüft. HEYDAY`S® - mp refresh - brass ist gesundheitlich und dermatologisch unbedenklich - geprüfte Biokompatibilität

(Verträglichkeit) nach DIN EN ISO 109931.

Vorteile von HEYDAY`S - mp refresh - brass:

- Zugelassen und geprüft nach dem deutschen Medizinproduktegesetz
- Einfache Handhabung
- Langzeitwirkung mindestens 7 Tage nach einmaliger Anwendung
- Kostengünstig durch Langzeitwirkung
- Ideal für Schulen, Musikschulen, Konservatorien, Kindergärten, Instrumentenhändler...